

Fluidoterapia

Fleboflex®

Nuestro envase por excelencia

Envase Fleboflex® Formato ml	Volumen de aditivación hasta una presión de 50 mbar (ml)	Volumen extraíble (ml)	Volumen residual (ml)	Volumen de aire (ml)
50 ml				
Máximo (ml)	90	145	1	10
Media (ml)	84	138	0,5	7
Mínimo (ml)	79	131	0	4
100 ml				
Máximo (ml)	88	195	1	12
Media (ml)	80	186	0,7	9
Mínimo (ml)	74	178	0,3	5
250 ml				
Máximo (ml)	135	397	1,6	15
Media (ml)	128	388	1,1	10
Mínimo (ml)	122	378	0,6	5
500 ml				
Máximo (ml)	191	716	5	25
Media (ml)	182	701	1,8	19
Mínimo (ml)	164	684	0,6	12
1000 ml				
Máximo (ml)	176	1207	7,1	25
Media (ml)	153	1185	3	20
Mínimo (ml)	131	1161	0,6	15

Datos generados por Laboratorios Grifols, España 2016. N=50.
Estudio realizado con solución Salina Fisiológica Grifols 0,9%.

GRIFOLS

Fluidoterapia

Fleboflex Luer®

Mejora la seguridad en la preparación de mezclas en la farmacia hospitalaria

Envase Fleboflex® Luer Formato ml	Volumen de aditivación hasta una presión de 50 mbar (ml)	Volumen extraíble (ml)	Volumen residual (ml)	Volumen de aire (ml)
50/100 ml				
Máximo (ml)	136	187	1,8	15
Media (ml)	128	181	1	10
Mínimo (ml)	123	173	0,3	4
100/250 ml				
Máximo (ml)	289	394	1,5	20
Media (ml)	274	379	1	13
Mínimo (ml)	260	365	0,3	5
250/500 ml				
Máximo (ml)	422	677	1,9	30
Media (ml)	399	660	1,2	21
Mínimo (ml)	365	625	0,2	12
500/1000 ml				
Máximo (ml)	639	1139	2,6	30
Media (ml)	607	1121	1,2	23
Mínimo (ml)	563	1080	0,2	15
1000 ml				
Máximo (ml)	196	1222	5,2	30
Media (ml)	166	1196	2,1	23
Mínimo (ml)	144	1158	0,8	15

Datos generados por Laboratorios Grifols, España 2016. N=50.
Estudio realizado con solución Salina Fisiológica Grifols 0,9%.

GRIFOLS

Laboratorios Grifols S.A.
Can Guasch, 2 - Parets del Vallès,
08150 Barcelona - España
Tel. +34 93 571 01 00
www.grifols.com

Grifols Movaco, S.A.
C/ Palou, 6
08150 Parets del Vallès, Barcelona - España
Tel. +34 93 571 02 00
www.grifols.com